

Zkumavka centrifugační se šroubovacím víčkem | NEST

Sterilní centrifugační zkumavky s dokonale těsnícím víčkem

- Zkumavky s tištěnou orientační stupnicí a bílou popisovací plochou
- Ploché popisovatelné víčko
- Konstrukce uzávěrů pro otevírání jednou rukou umožňuje snadnou manipulaci
- Bez DNáz/RNáz, nepyrogení, sterilizované E-paprskem (SAL=10⁻⁶)

Technické parametry

Materiál zkumavky:	PP
Materiál víčka:	PP

Zkumavka	15 ml	50 ml	50 ml stojící
Maximální přetížení	12 000 × g	12 000 × g	5 000 × g



Objem (ml)	Typ zkumavky	Balení	Katalogové číslo
15	kónické dno	10 x 50 ks ve stojánku	N601051
15	kónické dno	10 x 50 ks v sáčku	N601052
50	kónické dno	20 x 25 ks ve stojánku	N602051
50	kónické dno	20 x 25 ks v sáčku	N602052
50	stojící	20 x 25 ks v sáčku	N602072